



FISA SERVICIU CERCETARE: DETERMINAREA RATEI SPECIFICE DE ABSORBTIE (SAR) SI DE EFICACITATE DE TRANSFER TERMIC IN FEROFLUIDE CU APlicatii BIOMEDICALE

Denumire serviciu: Determinari de rata specifica de absorbtie (SAR) si de eficacitate de transfer termic in ferofluide cu aplicatii biomedicale.

Scurta descriere: Este o metoda extrem de eficace oferind posibilitatea de a inregistra intr-un timp relativ scurt raspunsul termic pe care o solutie coloidală îl are atunci când este excitată magnetic într-un camp de radiofreqvență. Raspunsul termic, respectiv curba de temperatură $T(t)$, apare ca urmare a proceselor de relaxare superparamagnetică în cazul particulelor cu dimensiuni nanometrice (monodomenii magnetice) sau a pierderilor prin histerezis în cazul nanoparticulelor aflate în starea blocată magnetică. Proba magnetică coloidală este plasată într-un recipient special proiectat pentru a diminua pierderile de căldură cu mediul înconjurător, pierderi accentuate de temperatură scăzuta a lichidului de racire din bobinele de radiofreqvență. Au fost dezvoltate metodologii experimentale și de calcul numeric în vederea compensării pierderilor de căldură. În acest sens, curba de temperatură este înregistrată automat prin intermediul unui termometru cu fibra optică atațat pe intervalul de incalzire a probei cat și pe intervalul de racire. Prin proceduri analitice și numerice pierderile de căldură (viteze de racire) corespunzătoare fiecarui punct de temperatură din intervalul de măsură sunt extrase din curba de racire și adăugate vitezelor de incalzire corespunzătoare curbei de incalzire. În final este generată curba de incalzire adiabatică. Aceste metodologii sunt valabile în cazul soluțiilor coloidale, pentru care atațat mediul de tranfer (sistemul de nanoparticule magnetice sau metalice) cat și campul magnetic în volumul probei poate fi considerat ca distribuit uniform (urmează extinderea pentru campuri neuniforme și pierderi aditionale de căldură).

Echipamente utilizate: Sistemul experimental pentru determinarea SAR este compus dintr-un generator de radiofreqvență prevăzut cu diferite bobine de inducție racite cu apă, un dispozitiv pentru reducerea pierderilor de căldură, un termometru cu fibra optică PHOTRON conectat la un calculator și software-ul Comsol Multiphysics.

Principale caracteristici:

- Domeniu de frecvențe: de la 100 kHz la 400 kHz.
- Intensități de camp magnetic cuprinse între 0 și 600 Oe

Informatia dobandita: informatii asupra profilului evolutiei temperaturii probei in timp in functie de proprietatile intrinseci al nanoparticulelor, distributia intensitatii campului magnetic aplicat si frecventa acestuia precum. Pe baza acestor dependente poate fi obtinuta rata specifica de absorbtie definita ca: $SAR = P_{abs}/m = c \times \Delta T / \Delta t$, unde P_{abs} este puterea absorbita in proba de masa m (rata specifica de absorbtie este definita in conditii de adiabaticitate, cu mentiunea ca P_{abs} poate fi calculate cu precizie si compensand corespunzator pierderile de caldura). Date obtinute pe diverse sisteme de nanoparticule feritice (de diverse marimi si forme) dispersate in apa sunt prezentate mai jos.

